

# PLUS+1

## ロータリーエボレーター 純正パーツ

2個買うと1個もらえる！プラスワンキャンペーン

キャンペーン期間：2025年1月6日(月)～3月31日(月)



ロータリーエボレーター 純正パーツ (①試料フラスコ、②トラップ球) を2個ご購入で、もう1個プレゼント

※対象となる純正パーツは、同一の容量・摺合せご購入時に限ります。

対応機種 現行機種：N-1300・1210B 型シリーズ、従来機種：N 型シリーズ

**①試料フラスコ**  
摺合せ：¥29  
容量：1L・500・300・200・100mL

試料フラスコ 2個 + 1個プレゼント

**②トラップ球**  
摺合せ：¥29×¥29  
容量：500・300・200・100mL

トラップ球 2個 + 1個プレゼント

set. A **試料フラスコ 1000mL**  
製品コード No.116190 価格(税抜)¥10,000

2個購入+1個プレゼント  
キャンペーン価格(税抜) **¥20,000**  
製品コード No.285560

set. B **試料フラスコ 500mL**  
製品コード No.116180 価格(税抜)¥9,100

2個購入+1個プレゼント  
キャンペーン価格(税抜) **¥18,200**  
製品コード No.285570

set. C **試料フラスコ 300mL**  
製品コード No.116170 価格(税抜)¥8,000

2個購入+1個プレゼント  
キャンペーン価格(税抜) **¥16,000**  
製品コード No.285580

set. D **試料フラスコ 200mL**  
製品コード No.116160 価格(税抜)¥7,600

2個購入+1個プレゼント  
キャンペーン価格(税抜) **¥15,200**  
製品コード No.285590

set. E **試料フラスコ 100mL**  
製品コード No.116150 価格(税抜)¥7,500

2個購入+1個プレゼント  
キャンペーン価格(税抜) **¥15,000**  
製品コード No.285600

set. F **トラップ球 500mL (球直径 110mm)**  
製品コード No.116850 価格(税抜)¥26,000

2個購入+1個プレゼント  
キャンペーン価格(税抜) **¥52,000**  
製品コード No.285610

set. G **トラップ球 300mL (球直径 90mm)**  
製品コード No.116800 価格(税抜)¥22,000

2個購入+1個プレゼント  
キャンペーン価格(税抜) **¥44,000**  
製品コード No.285620

set. H **トラップ球 200mL (球直径 80mm)**  
製品コード No.116750 価格(税抜)¥22,000

2個購入+1個プレゼント  
キャンペーン価格(税抜) **¥44,000**  
製品コード No.285630

set. I **トラップ球 100mL (球直径 65mm)**  
製品コード No.116700 価格(税抜)¥22,000

2個購入+1個プレゼント  
キャンペーン価格(税抜) **¥44,000**  
製品コード No.285640

**● 試料フラスコ**  
試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。

**● トラップ球**  
万一突沸した場合に、試料がフラスコ内に逆流したり、回収フラスコ側に混入するのを防ぎます。

トラップ球を説明した動画は、[こちら](#)